

ベッドの背上げ・背下げ時の残留圧の解消など日々のケアに。
ご本人の不快感を抑え、床ずれリスクを低減します。

Wellstyle
VICAIR



残留圧とズレカの解消方法

● **背上げ時**

肩から背中、おしりにかけて体重のかかる部分、太ももやかかに行います。

● **背下げ時**

手が入りにくいおしり周辺や肩甲骨周辺、かかなどに行います。



残留ズレカの解消におすすめ



背上げ時に

ポジショニング後に

Wellstyle スライドグローブ

2枚1組 販売価格 ¥2,200 (本体価格 ¥2,000)

●サイズ/幅19.5×長さ50cm ●素材/ナイロン

4本の中材がかかとやくるぶしを浮かせ床ずれリスクを軽減します。

Wellstyle
Maxxcare



POINT
01

外側はポリエステルですべりのよい生地

ふとんや毛布、シーツなどと摩擦がおきにくく、寝床内でも足を動かしやすい、お手入れも簡単。

POINT
02

着脱はマジックベルト

サイズの調整も着脱も簡単なベルトタイプ。

POINT
03

底面にすべり止め付き

車いすに座ったときや、ちょっとした立位も装着したままでもすべらず安心。

POINT
04

内側の生地はフェルト素材

素足で装着してもひやっとせず、やわらかであたたか。



かかとの保護に



装着したまま車いすに



乗移時の立位も外さずOK

Wellstyle ヒールプロテクター

1個 販売価格 ¥6,820 (本体価格 ¥6,200)

①S ②M

●サイズ/上部筒内周囲:①36cm②44cm ●重量/①約82g②約93g ●素材/表地:ナイロン、中材:エアセル ●洗濯機可(60℃以下) ●乾燥機不可



人と心を大切に

株式会社フロンティア

千葉本社 福祉本部

〒261-0002 千葉市美浜区新港42番地4

TEL:043-301-8338 FAX:043-301-7887

https://www.frontier-ph.com/

フリーコール

0120-294-518

営業時間

9:00~18:00(月~土)